

MAITRES MODELES

Les praticiens investissent... soyez prêts pour cette nouvelle demande avec



1 - En pratique, vous recevez une empreinte numérique que votre praticien a prise :

- A - vous avez le module et concevez le maître modèle
- B – vous n'avez pas le module, envoyer le fichier à DENT ALL GROUP.
Conception au Centre selon vos exigences et production du maître modèle (d'après un système ouvert obligatoire).

2 – Vous pouvez aussi scanner l'empreinte :

- A - vous avez le module et concevez le maître modèle
- B – vous n'avez pas le module, envoyer le fichier à DENT ALL GROUP.
Conception au Centre selon vos exigences et production du maître modèle (d'après un système ouvert obligatoire).

En résine grise, ces maitres modèles 3D offrent une excellente précision et une résistance fiable. Les dies sont proposés en coloris blanc. L'ensemble présentant un bel aspect esthétique :

- Une mise en valeur de la prothèse posée comme sur un écrin gris
- Une couleur neutre reposante pour les yeux des prothésistes, souvent fatigués par des plâtres aux couleurs parfois chamarrées.

L'équipe de DENT ALL GROUP est à votre disposition pour vous faire découvrir cette fabrication 3D tant attendue.

Des informations sont disponibles aussi sur www.dentallgroup.eu



Dent All Group
4, rue Edouard Aynard
69100 VILLEURBANNE

Tél. : 04 37 23 33 33
www.dentallgroup.eu
contact@dentallgroup.eu

